

Standardmodelle:

- Oxalisator .10 für 10er-Magazine (Haube 425 × 515 mm) Art. 415'075
- Oxalisator .12 für 12er-Magazine (Haube 515 × 525 mm) Art. 415'077
- Oxalisator CHK für Schweizerkästen (Haube 299 × 580 mm) Art. 415'079

alle Standardgrössen

Fr. 395.–

(Preis ohne Autobatterie –
im Landi-Laden erhältlich ab ca. Fr. 75.–)

Aufpreis für Sondergrössen

50.–

Adapterplatte (bei verschiedenen Stockgrössen, individuell)

40.–

Preisänderungen und technische Verbesserungen vorbehalten



Die neue Generation der bienenschonenden Varroabehandlung

Beratung und Verkauf:

ApiCenter
www.api-center.ch

... oder auf Anfrage im Agro-Center Ihrer Landi:



Oxalisator[®]

Oxalsäure-(OS-)Verdampfungsgerät ausschliesslich zur Behandlung von Bienenvölkern gegen die Varroamilbe

Die Behandlung der Honigbienen mit Oxalsäuredampf ist eines der schonendsten Verfahren im Kampf gegen die Varroamilbe. Sie ist äusserst bienenverträglich und tötet die Varroamilben. Die OS-Bedampfung schädigt weder Bienen (Arbeiterinnen, Königinnen, Drohnen) noch Brut (Eier, Larven), auch nicht jüngste, direkt geschlüpfte Bienen.

Ideal für die Sommerbehandlung ohne Ameisensäure

Dank der OS-Bedampfung mit dem Oxalisator kann ganz auf die extrem belastende und verätzende Ameisensäure verzichtet werden. Der Oxalisator kommt unmittelbar nach der letzten Honigernte in einer ersten Blockbehandlung zum Einsatz. Die Erfahrung zeigt, dass sich keine Bienen in den Ventilator oder gar ins Rohr des Oxalisators verirren. Dadurch ist der Oxalisator auch für die Sommerbehandlung ideal.



Merkmale

- Behandlung erfolgt von oben, ohne dass in das Volksgefüge eingegriffen werden muss.
- Keine hohen Temperaturen, welche Bienen und Material schädigen und zu Bränden führen können.

- Keine Bienen- und Brutverluste durch lokal hohe Oxalsäurekonzentrationen oder Hitze.
- Keine Bienen- und Brutverluste durch Verätzungen wie bei Ameisensäurebehandlungen.
- Keine Bienenverluste durch Abfallen von der Wintertraube.
- Optimale Verteilung der Oxalsäure im ganzen Volk durch den Luftkreislauf (Ventilator), gerade auch im Winter.
- Unabhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Ungestörter Flugbetrieb bei offenem Flugloch während der Sommerbehandlung.
- Für Sommer- und Winterbehandlungen geeignet (durch die warme Luft gehen die Bienen in der Wintertraube ein wenig auseinander und der Dampf wirkt gezielter).
- Keine wesentlichen Rückstände auf Bienen und Material.
- Keine Rückstände im Wachs.
- Nach Anschaffung von Oxalisator und 12-V-Autobatterie fast kostenlos: Eine Behandlung kostet weniger als 20 Rappen.
- Nur vier Minuten pro Behandlung und Volk.
- Die OS-Bedampfung kann so oft wie nötig angewendet werden ohne negative Auswirkungen auf adulte Bienen oder auf Bienenbrut.

Der Oxalisator passt sowohl auf sämtliche Magazine als auch in den Schweizerkasten.

Haubenmasse: Standard für 10er- und 12er-Magazine und für Schweizerkasten (jedes andere Mass auf Bestellung.)

Vor dem Gebrauch Bedienungsanleitung lesen.

